

Impugnature porta inserti con inserti (Bits)

Con attacco \odot 1/4" - A tenuta magnetica

felo - Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di 8 inserti:
 3 inserti per viti con intaglio \ominus 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» \oplus - Punta DIN 0 - 1 - 2
 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» \oplus - Punta 1 - 2

A 1575/1 - Tipo con raccordo porta inserti estraibile per uso anche a macchina

Lunghezza totale (senza inserto) 105 mm

A 1575/2 - Tipo lungo fisso - Lunghezza totale (senza inserto) 220 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|
| Codice A 1575 1000 | A 1575/1 | Cad. € | | 6 |
| Codice A 1575 2000 | A 1575/2 | Cad. € | | 6 |



MEGAPRO U.S.A. - Impugnatura anatomica in nylon "triaux resin" a serbatoio, completa di:

3 inserti per viti con intaglio \ominus 3 - 4,5 - 6,5 mm
 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» \oplus - Punta DIN 1 - 2 - 3
 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» \oplus - Punta 1 - 2
 4 inserti per viti «TORX» \otimes - Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Lunghezza totale (senza inserto) 220 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|
| Codice A 1575 3000 | A 1575/3 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|



Impugnature a cricchetto porta inserti

A cricchetto reversibile per uso destro, sinistro, fisso

felo - Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di 8 inserti:
 3 inserti per viti con intaglio \ominus 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» \oplus - Punta DIN 0 - 1 - 2
 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» \oplus - Punta 1 - 2

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|--------|--|---|
| Codice A 1576 2000 | A 1576/2 | Lungh. 185 mm | Cad. € | | 6 |
|--------------------|-----------------|---------------|--------|--|---|



MEGAPRO U.S.A. - Impugnatura anatomica in nylon "triaux resin" a serbatoio, completa di 12 inserti:

3 inserti per viti con intaglio \ominus 3 - 4,5 - 6,5 mm
 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» \oplus - Punta DIN 1 - 2 - 3
 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» \oplus - Punta 1 - 2
 4 inserti per viti «TORX» \otimes - Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Lunghezza totale (senza inserto) 235 mm

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|
| Codice A 1576 3000 | A 1576/3 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|



Con cricchetto reversibile

Leve a cricchetto porta inserti


Con attacco \odot 1/4" - A tenuta magnetica - Per uso destro e sinistro
 Adatte per l'innesto diretto degli inserti con attacco \bullet 1/4"

ABC TOOLS - Con testa piegata di 25° per impiego in luoghi di difficile accesso

A 1576/4 - Impugnatura anatomica, bicomponente, antiscivolo
 Cricchetto con 60 denti - Angolo di manovra 6° - Lunghezza totale 90 mm

A 1576/5 - Impugnatura confortevole rivestita in resina
 Cricchetto con 16 denti - Angolo di manovra 22,5° - Lunghezza totale 105 mm


| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|
| Codice A 1576 4000 | A 1576/4 | Cad. € | | 1 |
| Codice A 1576 5000 | A 1576/5 | Cad. € | | 1 |



felo - Con testa piegata di 15° per impiego in luoghi di difficile accesso

Corpo interamente in acciaio al cromo-vanadio
 Cricchetto a 60 denti - Angolo di manovra minimo 6°
 Fornita con adattatore attacco \bullet 1/4" - \blacksquare 1/4" - Lunghezza totale 95 mm

| | | | | |
|--------------------|------------------|--------|--|---|
| Codice A 1576 5500 | A 1576/55 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|------------------|--------|--|---|



HAZET - In acciaio forgiato al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Impugnatura anatomica bicomponente - Con cricchetto a 20 denti
 Reversibili tramite levetta - Angolo di manovra minimo 18° - 5 pz.

| | | | |
|------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Lunghezza totale | mm | 95 | 115 |
| Codice | | A 1576 6095 | A 1576 6115 |
| A 1576/6 | Cad. € | | |



Adattatori per l'impiego delle chiavi a bussola → A 5 pag. 51



Magnetizzatore/Smagnetizzatore

Per magnetizzare e smagnetizzare lame di giraviti, inserti per avvitatori, coltelli, piccoli oggetti
 Corpo in resina sintetica ABS, dimensioni 50x50x30 mm - Con fori passanti

Uso: **per magnetizzare**, inserire la lama del giravite o altro nell'apposito foro per 2/3 secondi ripetendo l'operazione più volte

per smagnetizzare, agire come sopra utilizzando il foro contrassegnato dal segno -

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|
| Codice A 1576 8000 | A 1576/8 | Cad. € | | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|--|---|

